

# LAVANID WUNDGEL

## LAVANID Wundgel

PZN: 08837192

Inhalt: 100 g

Hersteller: SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG

### Zweckbestimmung

LAVANID® - Wundgel wird angewendet zum Befeuchten und Reinigen von Wunden sowie zur konservierenden Befeuchtung von Verbänden und Wundauflagen.

### Zusammensetzung

Dieses Hydrogel enthält Ringerlösung (isotone Elektrolytlösung bestehend aus Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid 2 H<sub>2</sub> O, Wasser für Injektionszwecke), Glycerin, Macrogol, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanid 0,04%.