

CELLONA GIPSBIN 2MX12CM

CELLONA Gipsbinden 12 cmx2 m

PZN: 00191603

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

CELLONA® Gipsbinden sind zur Herstellung von ruhigstellenden Verbänden an Körperteilen nach Verletzungen und Frakturen bestimmt.

Zusammensetzung

Die CELLONA® Gipsbinde besteht aus: Verbandmull aus Baumwolle alpha- und beta-Calciumsulfat-Hemihydrat